


## 1546410 - Linido bevestigingsset douchestoel 2202.200 - 2203.200



### Beschrijving

De bevestigingsset bevat:

- Fischer UX 10 pluggen 7 st
- houtschroef 4 x 90 mm rvs A2 - 1 st
- 3 x 70 mm rvs A2 - 7 st
- sluitring M8 DIN 125 rvs A2 - 7 st

Deze bevestigingsset is geschikt om meerdere **Linido** badkamerhulpmiddelen zelf te monteren aan de wand:

- Ergonomische douchezittingen met rugsteun/armsteunen LI2202.2006-xx, LI2203.2006-xx
- Douchezitting met zachte zitting met rugsteun/armsteunen LI2223.021x-xx
- Douchezitting met verkorte zitdiepte met rugsteun/armsteunen LI2203.001x-xx
- Hoogte verstelplaat voor douchezitting met rugsteun/armsteunen, LI2215.1024-xx

*Advies installatie bij zwakke muren:*

Als er twijfels zijn over de sterkte van de muur, kunnen Linido producten met wandmontage veilig bevestigd worden via de achterzijde van de muur met behulp van contraplatten, die beschikbaar zijn als accessoires, en bestaande bevestigingspunten. De contraplatten zijn zichtbaar vanaf de achterzijde van de muur. Klik op "Zie ook" onderaan deze pagina voor meer informatie.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>sku</b>	1546410
<b>Type verpakking</b>	Stuk