

1561401 - ENDOMED 182V



Beschrijving

De Endomed 182V is uitgerust met een geïntegreerde vacuümmodule. Dankzij het gegenereerde vacuüm (zuiging) kan de therapeut de stimulatie-elektrodes gemakkelijk op de patiënt aanbrengen. Zo hoeven er geen fixatiebandjes meer te worden gebruikt. De stimulatie wordt toegepast via zuignappen met geïntegreerde elektrodenoppervlakken waarmee de elektrostimulatie op het doelweefsel wordt afgegeven via vochtige sponzen.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1561401
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk