

## 1561401 - ENDOMED 182V



### Beschrijving

De Endomed 182V is uitgerust met een geïntegreerde vacuümmodule. Dankzij het gegenereerde vacuüm (zuiging) kan de therapeut de stimulatie-elektrodes gemakkelijk op de patiënt aanbrengen. Zo hoeven er geen fixatiebandjes meer te worden gebruikt. De stimulatie wordt toegepast via zuignappen met geïntegreerde elektrodenoppervlakken waarmee de elektrostimulatie op het doelweefsel wordt afgegeven via vochtige sponzen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1561401
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk