

1103309 - Draaischijf turntable voor rechtstaande transfers - 40,5 cm - 1 st



Beschrijving

Vooraf bedoeld voor staande transfers. Turntable bestaat uit hard en gemakkelijk te reinigen materiaal, hierdoor is het ook zeer goed bruikbaar voor transfers met schoenen, binnen en buiten autotransfers, ...

- gewicht: 1 kg
- maximale belasting: 115 kg

Specificaties

sku	1103309
Kleur	Zwart
Type verpakking	Stuk