

1550647 - Beademingsballon kinderen - silicone - 550 ml + 2 maskers + zuurstofreservoir 600 ml - 1 st



Beschrijving

Deze beademingsballon met PEEP-klepadapter kan de kunstmatige beademing en hart-longreanimatie ondersteunen.

De beademingsballon kan zowel worden gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen als om de eigen ademhaling van de patiënt op peil te houden en/of om extra zuurstof toe te voeren.

Om te voldoen aan de eisen van verschillende lichaamslengtes, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een tas in een geschikte maat worden gekozen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1550647
Doelgroep ss	children
Pvc	Neen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk