

1543925 - Renol positioneringskussen - 28 x 38 cm x l 200 cm - 1 st



Beschrijving

Met dit Positioner kussen kan de nek of het hoofd gemobiliseerd worden, omdat het zich met zijn microkorrel vulling perfect aanpast aan de golving van de nekwerfels . Gebruikt in een liggende, zittende of halfzittende positie.

Specificaties

Merk	Renol
Product afmetingen	B 38 cm, L 200 cm
SKU leverancier	RCM11100
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	PU
sku	1543925
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	nvt
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk