

1551860 - HUMAN TECAR - HCR1002



Beschrijving

Human Tecar HCR van **Unibell** is een technologie die zich richt naar de behandeling van pijn en de onderliggende oorzaken. Het apparaat stimuleert het metabolisme van biologische weefsels om het anti inflammatoir herstelproces te activeren.

Elektromagnetische stimulator van de microcirculatie op basis van een elektromagnetisch signaal van middenfrequentie (0,477MHz). Het signaal wordt overgebracht door middel van 2 soorten elektroden (hoge en lage impedantie) door contact met de biologische weefsels.

Het principe activeert het metabolisme van de targetweefsels en stimuleert de bloed/lymfe circulatie in die specifieke zones. Afhankelijk van de doelstelling van de behandeling is het mogelijk om zowel het gehele lichaam als zeer specifieke weefsels te stimuleren.

Anders dan andere 'Tecar'-technologieën op de markt, geeft Human Tecar HCR1002 geen oppervlakkige warmteopwekking op huidniveau, maar een snelle stijging van de endogene temperatuur. Zowel de kwaliteit van de elektroden (WAFER) als de zuiverheid van het signaal zorgen voor een onmiddellijke reactie in het weefsel.

Specificaties

Merk	Unibell
sku	1551860
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk