

1018692 - Melolin - niet-inklevende kompressen - steriel - 5 x 5 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

MELOLIN van **Smith & Nephew** is een sterk absorberend niet-verklevend kompres voor het beheer van weinig tot matig exsuderende wonden zoals: schone en gehechte wonden, snij- en schaafwonden, kleine brandwonden.. Het bestaat uit 3 lagen: een niet verklevende micro-geperforeerde wondcontactlaag, een absorberende laag katoen/polyester en een hydrofobe laag polyester.

De niet-verklevende micro-geperforeerde wondcontactlaag zorgt voor een snelle afvoer van wondvocht waardoor het kompres minder vaak hoeft te worden vervangen. Het wondkussen absorbeert wondvocht en bloed en beschermt tegen stoten. De hydrofobe laag beschermt tegen het doorlaten van vocht en voorkomt zo vlekken in kleding en verlengt hiermee de draagtijd.

MELOLIN is eenvoudig op maat te knippen en behoudt daarbij zijn vorm.

Specificaties

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Merk | Smith & Nephew |
| Samenstelling | Katoen, polyester |
| Steriel | Ja |
| sku | 1018692 |
| Aantal per verpakking | 1 x 100 st |
| Lagen | 3-laags |
| Maat | 5 x 5 cm |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse Is |
| Type verpakking | Doos |