

1610634 - MultiPulse Pro Duo



Beschrijving

Deze veelzijdige laser biedt chirurgen in verscheidene gebieden zorgvuldige en nauwkeurige toepassingen geschikt voor colposcopie, laparoscopie, KNO-chirurgie, gynaecologie, neurochirurgie en algemene chirurgie. De golflengte van 10.600 nm wordt voornamelijk geabsorbeerd door water, dit maakt de MultiPulse Pro bijzonder geschikt voor chirurgie van zacht weefsel. De innovatieve holle vezel, verschillende scan mogelijkheden en flexibele arm een multidisciplinaire laser voor het opereren van zachte weefsels.

Voordelen

- PSD® Pulse Shape Design
- EasySpot Hybrid micromanipulator
- HiScan Surgical
- Golflengte 10.600 nm
- 40W maximum vermogen
- Hoge precisie in snijwerk met een uitstekend coagulatie effect
- Inclusief 1 handstuk, 2 veiligheidsbrillen, voetschakelaar, sleutels

Specificaties

Merk	jena
sku	1610634
Type verpakking	Stuk