

1603451 - DuraShock DS54 - handmatige bloeddrukmeter - Adult Cuff-set - 2 delen (1 buisje) en etui - 1 st



Beschrijving

De Welch Allyn DuraShock DS54 is een handmatige bloeddrukmeter. De meter wordt compleet geleverd inclusief een flexiport manchet Nr.11 (25 cm - 34 cm).

Daarnaast is er een opbergetui aanwezig waar u de DuraShock in op kunt bergen. De DuraShock serie kenmerkt zich doordat deze modellen schokbestendig zijn en zonder tandwielen zijn uitgevoerd. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van andere traditionele (handmatige) bloeddrukmeters.

Het display is duidelijk en contrastrijk. Daarnaast zijn de getallen door middel van lasergravering in de wijzerplaat aangebracht. Dit zorgt voor een nog nauwkeurigere aflezing.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1603451
Geheugen	Nee
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk