

## 1549416 - Herstelkit 3M™ Littmann® Classic II Pediatric - zwart - 1 set



### Beschrijving

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw **3M™ Littmann®** stethoscoop. De stethoscopenonderdelen kit voor de **3M™ Littmann® Cardiology III™** bevat een zwarte ring en een instelbaar membraan voor elke zijde van het borststuk (volwassenen en kinderen). De kit bevat ook een paar grijze, zachte oordopjes.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>sku</b>	1549416
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Type verpakking</b>	Set