

1576117 - Verzwarringsdeken schootmodel - katoen - beige - 60 x 70 cm - 4 kg - 1 st



Beschrijving

Dit verzwarringsdeken schootmodel van Fico met een dubbele functie, enerzijds creëert het gewicht van het deken een bepaalde druk op het lichaam, vergelijkbaar met lichamelijk contact en een knuffel. Hierdoor worden door het lichaam bepaalde hormonen aangemaakt waardoor een gevoel van rust en geborgenheid en ontspanning gecreëerd wordt. Vooral personen met psychische probleem zijn hiermee gebaat maar ook ouderen met dementie. Anderzijds hebben personen met slaapproblemen gebruiken een verzwarringsdeken om beter, langer en dieper te slapen. Hethelpt hoog sensitieve kinderen, kinderen met angst- en/of gedragsstoornissen om tot rust te komen.

Het kan ook overdag gebruikt worden onder de vorm van een schouderstuk of een vest waardoor het ook kan toegepast worden buitenshuis. Het gebruik van een verzwarringsdeken vermindert het aantal prikkels die het lichaam ervaart waardoor ze beter hun lichaam aanvoelen en minder afgeleid worden door externe prikkels. Hierdoor kunnen ze zich beter ontspannen, worden rustiger en kunnen beter slapen waardoor ze zich beter kunnen concentreren.

Het schootmodel is ideaal te gebruiken al zittend in en rolstoel of kan meegenomen worden op verplaatsing. Het deken is brandvertragend, ideaal te gebruiken in de zetel of op verplaatsing en wasbaar op 60°C.

Voordelen

- Bi-elastisch
- Ademend
- Anti-huistofmijt
- Brandvertragend

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	45% PE, 55% PU - 190 gr/m ²
sku	1576117
Materiaal	Katoen
Type verpakking	Stuk