

1558534 - Seca 232N analoge meetlat voor babyweegschaal voor Seca 336i en 336 - 1 st



Beschrijving

Even gemakkelijk te monteren als het aflezen van de display: De analoge meetlat met geïntegreerde hoofd- en voetaanslag maken de seca 336 i en seca 336 zelfs efficiënter, aangezien meten en wegen nu in één keer gebeuren.

- De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen met verbeterde kleurmarkeringen.
- Inclusief hoofd- en voetpositiehulp.
- Duurzame meetstang van aluminium.
- Krasbestendige lengtestang vervaardigd door middel van een hoogwaardig zeefdrukprocedé.

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1558534
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	35 - 80 cm
Type meetlat	Baby meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk