

1571698 - kBox4 Active Platform



Beschrijving

Dit is het toegankelijke instapmodel van de kBox4 familie en de perfecte tool in krachttraining en revalidatie. Voor thuisfitness, personal trainers en groepslessen.

- Instapmodel
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-2 flywheels
- Inertie tot 0,100 kgm²
- Compatibel met kMeter
- Gewicht 15 kg

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571698
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk