

## 1540915 - Gaasdeppers - diameter 35 mm - verpakt per 5 st - steriel - 30 x 5 st



### Beschrijving

Steriele gaasdeppers voor het behandelen van wonden of het desinfecteren van grote huidoppervlakken. De deppers bestaan uit 100% peroxide gebleekt katoen en hebben een elastische siliconen ring. Ze hebben een diameter van 35 mm.

### Specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steriel</b>              | Ja                                       |
| <b>Samenstelling</b>        | 100 % katoen, 17-draads, ring: siliconen |
| <b>sku</b>                  | 1540915                                  |
| <b>Maat</b>                 | 17 x 20 cm                               |
| <b>Sterilisatie methode</b> | Stoom                                    |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa             |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                                     |