

1549389 - Handschoenen - Nitril MAX - niet steriel - XL - 8 x 50 st



Beschrijving

Halyard Purple Nitril MAX, is de extralange paarse Nitril onderzoekshandschoen in het gamma van Halyard. De handschoen is 400 mm lang. De Purple Nitril MAX handschoen is duurzaam, eenvoudig aan en uit te trekken én poedervrij zoals alle onderzoekshandschoenen van Halyard.

Specificaties

Merk	Halyard
Latex vrij	Ja
Samenstelling	Nitril
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	400 mm
sku	1549389
Steriel	Nee
Kleur	Paars
Maat	Extra large
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Karton