

1575351 - 3M™ Littmann® Core digital stethoscoop - zwart - 1 st



Smartphone niet inbegrepen bij dit product.

Beschrijving

De 3M™ Littmann® CORE Digitale stethoscoop biedt de uitstekende akoestiek, het comfort en de kwaliteit van een cardiologiestethoscoop van 3M™ Littmann®, aangevuld met krachtige digitale technologie. Functies zoals tot 40x versterking en actieve ruisonderdrukking helpen je met meer zelfvertrouwen auscultaties uit te voeren. De 3M™ Littmann® CORE stethoscoop maakt verbinding met Eko-software op een smartapparaat voor het visualiseren, vastleggen en delen van gegevens.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.232 kg
Lengte slang	69 cm
Digitaal	Ja
Verstelbaar membraan	Ja
Samenstelling	Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel: geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal, latexvrij
sku	1575351
Kleur steel	Zwart
Akoestische prestaties	10+
Binaurale constructie	Dubbele slang
Kleur	Zwart
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Cardiologie
Type stethoscoop	CORE digital
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk