

1024647 - HEINE herbruikbaar oorspeculum voor HEINE fo otoscoop - 2,4 mm - 1 st



Beschrijving

De **HEINE herbruikbare oorspecula** zijn vervaardigd uit **hoogwaardig SANALON S**, een materiaal met een glad oppervlak dat eenvoudig te reinigen is en bestand is tegen veelgebruikte desinfectiemiddelen. Deze specula zijn **autoclaveerbaar tot 134 °C**, wat zorgt voor optimale hygiëne en hergebruik in klinische omgevingen.

Voordelen van HEINE herbruikbare oorspecula:

- **Gemaakt van SANALON S** – glad, stevig en eenvoudig te reinigen
- **Autoclaveerbaar** tot 134 °C – geschikt voor herhaald sterilisatiegebruik
- **Ergonomisch ontwerp** – voor **pijnloze en atraumatische inbreng**
- **Metaalvergrendeling met bajonetkoppeling** – zorgt voor een duurzame, stabiele en veilige pasvorm
- **Compatibel met HEINE otoscopen:** BETA100 en K100

Deze oorspecula zijn ontwikkeld voor langdurig gebruik en combineren comfort voor de patiënt met maximale betrouwbaarheid voor de zorgverlener.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-000.11.107
Compatibel met	Otoscoop Heine K180; Otoscoop Heine BETA 200; Otoscoop Heine Beta 400
sku	1024647
Maat	2,4 mm
Type specula	Herbruikbare specula
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk