

1622360 - Sharpsafe naaldcontainer 5 L - met dual protect pro - 1 st



Beschrijving

De **Sharpsafe® 5th Gen. naaldcontainer (5L)** is een betrouwbare oplossing voor het **veilig verwijderen van scherpe medische voorwerpen** zoals naalden, lancetten en scalpelmesjes. Gemaakt van stevig polypropyleen met een **lage ecologische voetafdruk**.

- **Afmetingen:** 205×170×260 mm
- **Kleur:** grijs met gele deksel
- **Label:** tweetalig (FR/NL)
- **Dual Protect Pro™ technologie** voor optimale bescherming tegen prik- en snijwonden
- **Niet-steriel en uitsluitend voor eenmalig gebruik**

Een compacte en veilige keuze voor medische professionals die belang hechten aan hygiëne én duurzaamheid.

Specificaties

Merk	Sharpsafe
Product afmetingen	B 170 cm, H 260 cm, L 20.5 cm
sku	1622360
Samenstelling	PP (polypropyleen)
Normeringen	ISO 23907-1:2019
Inhoud	5 l
Vorm	Vierkant
Type verpakking	Stuk