

1576635 - Aquasonic gel - 250 ml - 1 x 12 st



Beschrijving

De **originele Parker Aquasonic® 100** is dé referentie onder de ultrasone gels en wordt aanbevolen door vrijwel alle toonaangevende fabrikanten van echografieapparatuur. Deze medisch geoptimaliseerde transmissie-gel is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij **Doppler- en echo-onderzoeken** en staat bekend om zijn **uitstekende akoestische eigenschappen**, veiligheid en patiëntcomfort.

De gel zorgt voor een **perfecte koppeling tussen de huid en de ultrasone transducer**, wat resulteert in kristalheldere beeldkwaliteit bij alle medische toepassingen. Parker Aquasonic® 100 is een absolute must-have in elke praktijk of zorginstelling waar betrouwbaarheid en hygiëne voorop staan.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen:

1. Akoestisch correct voor alle frequenties

Vermindert risico op huidirritatie en garandeert optimale beeldhelderheid.

2. Hypoallergeen & niet-irriterend

Biedt maximale prestaties bij elk type echografisch onderzoek.

3. Wateroplosbaar

Veilig voor gevoelige huid en geschikt voor frequent gebruik.

4. Zonder formaldehyde & parabenen

Makkelijk af te vegen, vlekt niet en beschadigt geen apparatuur of textiel

5. Geen spermicide

Volledig veilig voor alle patiëntengroepen

6. Bacteriostatisch

Geschikt voor alle diagnostische toepassingen, inclusief fertiliteitsonderzoeken

Specificaties

sku	1576635
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos