

1539273 - HEINE manuele bloeddrukmeter gamma xxi lf-s op rollend statief - 2 slangen - velcromanchet - 1 st



Beschrijving

Manuele bloeddrukmeter op rollend statief meet vlot de bloeddruk van patiënten in ziekenhuizen en rusthuizen. Door de extra grote schaal kan deze makkelijk worden afgelezen door het zorgpersoneel, de slangen hebben een lengte van 3 m dat een grotere werkafstand garandeert. Het precieze ontluichtingsventiel geeft een fijne en nauwkeurige afgifte van lucht. De manometer is nauwkeurig en onderhoudsvrij, zonder kwik. Het statief is in de hoogte verstelbaar en vervaardigd uit polycarbonaat. De bloeddrukmeter is vrij van latex.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.326
sku	1539273
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk