

## 1100649 - Drinkbeker 805 - met schaal aanduiding - transparant blauw - 250 ml - 1 st



### Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker die vaak gebruikt in verpleeginstellingen. Hij is voorzien van een discrete maatverdeling als hulp bij het opvolgen van de vochtbalans. De buitenzijde is licht antislip.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Handvat</b>	Nee
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaal aanduiding</b>	Ja
<b>sku</b>	1100649
<b>Inhoud</b>	250 ml
<b>Kleur</b>	Transparant blauw
<b>Type verpakking</b>	Stuk