

1601601 - Tilband Ergolet - Comfort - Hoofdsteun - 275 kg - M - met lussen - 1 st



Beschrijving

De **Comfort-tilband van Ergolet** is geschikt voor het tillen van gebruikers met voldoende hoofdcontrole, maar met een lage spierspanning/beheersing van het lichaam en de benen, contracturen, amputaties en obesitas.

De tilband heeft afzonderlijke beenondersteunende banden die elk been individueel van beide zijden ondersteunen, waardoor een unieke en comfortabele lift wordt geboden. De grote materiaaloppervlakte van de afzonderlijke beenstukken zorgt voor aanzienlijk minder druk op de benen van de gebruiker. Door het speciale ontwerp is het vrijwel onmogelijk om uit de Comfort-tilband te vallen.

Belangrijkste Kenmerken:

- Geschikt voor transfers vanuit een rolstoel/stoel of vanuit een liggende positie in bed of bad.
- Biedt goede ondersteuning van het lichaam, stabiliseert het bekken, ondersteunt de bovenkant van het lichaam en geeft de gebruiker een gevoel van comfort en veiligheid.
- De beenbanden hebben een groot, gevoerd oppervlak, wat de druk op het gehele dijbeen vermindert.
- Zorgt voor een goede, rechte houding, wat de positionering van de gebruiker vergemakkelijkt.
- Optioneel met hoofdbesturing voor gebruikers die extra ondersteuning rond het hoofd nodig hebben.
- Verkrijgbaar in polyester en polyester mesh.
- De polyester mesh-versie is geschikt voor gebruik tijdens het baden.

Specificaties

Merk	Ergolet
SKU leverancier	009-09765
sku	1601601
Hoofdsteun	Ja
Bevestiging tilbanden	Lussen
Maat	M
Materiaal	Polyester
Type tilband	Allround tilband
Type verpakking	Stuk