

## 1022925 - 3M™ Littmann® Master Cardiology stethoscoop - bordeaux - 1 st



### Beschrijving

De **3M™** Littmann® Master cardiology stethoscoop is het beste op akoestisch gebied voor accurate auscultatie. Dit innovatieve product heeft een enkelzijdig 'Master' borststuk. Hierdoor kunnen zowel hoog als laagfrequente geluiden waargenomen worden zonder het borststuk om te hoeven draaien. Aanbevolen voor cardiologen en longartsen. Met behulp van de bijgeleverde adaptor is het mogelijk moeilijke plekken en kinderen te ausculteren.

## Specificaties

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                   | 3M™                          |
| <b>Gewicht product</b>        | 0.185 kg                     |
| <b>Verstelbaar membraan</b>   | Ja                           |
| <b>Lengte slang</b>           | 69 cm                        |
| <b>sku</b>                    | 1022925                      |
| <b>Akoestische prestaties</b> | 7-8                          |
| <b>Binaurale constructie</b>  | Dubbele slang                |
| <b>Kleur</b>                  | Bordeaux                     |
| <b>Materiaal membraan</b>     | Epoxy glasvezel              |
| <b>Technologie borststuk</b>  | Enkelzijdig                  |
| <b>Toepassing</b>             | Cardiologie                  |
| <b>Type stethoscoop</b>       | Master Cardiology            |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>        | Stuk                         |