


## 1610056 - PROLENE™ hechtdraad 3/0 - 24 mm - 45 cm - W538G - 12 st



### Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoisomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

#### Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	W538G
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Nee
<b>sku</b>	1610056
<b>Draadlengte</b>	45 cm
<b>Draaddikte</b>	3/0
<b>Naald lengte</b>	20 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Doos