

## 1575501 - Onderzoekstoel gMotio gynaecologie - elektrisch hoogte verstelbare voetsteunen - geïntegreerde verlichting - 1 st



### Beschrijving

gMotio onderzoekstoel bestemd voor gynaecologie is ontworpen om een effectieve en comfortabele behandeling te bieden, zowel voor de patiënt als voor de arts. Vermindert de inspanningen van mindervalide patiënten met de ontvangspositie tot 57 cm van de grond, elektrische ondersteuning voor alle bewegingen van de patiënten. De **Promotal** onderzoekstoel garandeert een vlot onderzoek door de geïntegreerde uittrekbare beensteun voor een liggende positie, 3 programmeerbare positie waaronder uitgangspositie, algemeen onderzoek en neerhangend. De stoel heeft een variabele hoogte van 57-118,5 cm (met kanteling) en geïntegreerde intrekbare wielen voor kleine verplaatsingen. De naadloze bekleding is makkelijk te onderhouden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Product afmetingen</b>	B 66 cm, L 189 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	57-108 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	205 kg
<b>sku</b>	1575501
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk