

## 1559484 - Schiller medilog®AR - 7-aderige kabel - 1 st



### Beschrijving

Atriumfibrillatie/atriumflutter detectie in nul seconden dankzij echte P-golf analyse, eenvoudig, snel en hygiënisch te hanteren, flexibel dual-battery concept voor meer dan 14 dagen opnameduur. Dit is de SCHILLER medilog®AR Holter.

De **SCHILLER** medilog®AR Holter is robuust, schok- en spatwaterdicht en eenvoudig te reinigen. Dankzij het dual-batterij concept kunnen de patiënten meer dan 14 dagen worden gescreeend zonder dat ze naar de arts moeten om de batterijen te vervangen. Nul seconden atriumfibrillatie/atriumflutter detectie op basis van echte P-golf analyse is een van de technische hoogtepunten van deze Holter oplossing.

### Specificaties

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Merk                 | Schiller   |
| sku                  | 1559484    |
| Europese Regelgeving | 2014/53/EU |
| Type verpakking      | Stuk       |