

1576628 - Linido draaibare badgreep - 1 st



Beschrijving

De Basic Range draaibare badgreep is de perfecte oplossing voor wanneer het in en uit het bad komen (of helpen) niet meer zo eenvoudig gaat als vroeger. De draaibare badgreep biedt een goede, stevige, ergonomische greep voor de gebruiker. Voor de perfecte ondersteuning kan de badgreep gedraaid worden in de gewenste positie, waar deze dan automatisch blokkeert.

De draaibare badgreep is gemakkelijk te plaatsen op de gewenste plaats aan de voorkant van een bestaand bad, zonder het bad te beschadigen en zonder permanente aanpassingen. Een verstelbare klem, voorzien van een anti-kras, anti-slip oppervlak, houdt de draaibare badgreep op zijn plaats. Hierdoor is de draaibare badgreep heel gemakkelijk te verplaatsen of verwijderen wanneer gewenst.

- Gemakkelijk te plaatsen en verwijderen, zonder beschadiging of permanente aanpassingen
- Geeft optimale hoek en daardoor grip voor elk gebruiker door het 360 graden roteren
- Loopvormig handvat met twee grepen
- Lichtgewicht door kunststof materiaal
- Gemakkelijk om schoon te maken door het regelmatig afnemen met normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	L110879
sku	1576628
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Type verpakking	Stuk