

1621781 - HEINE XP Disposable Laryngoscoop Bladen - Mac 1 - 90 mm x 9 mm - 25 st



Beschrijving

De **HEINE XP Disposable Laryngoscoop Bladen Macintosh** combineren het populaire **Classic+ bladontwerp** met de voordelen van een wegwerpoplossing. Ze garanderen optimale veiligheid en hygiëne in elke medische setting door het risico op **kruisinfectie** volledig uit te sluiten.

Belangrijkste kenmerken:

- **Hygiënisch & veilig** – voorkomt besmetting van patiënt tot patiënt.
- **Uitstekende lichttransmissie** dankzij de oversized lichtgeleider.
- **Maximale helderheid** – hoogste niveau van illuminatie met HEINE 2.5V of 3.5V LED.
- **Geoptimaliseerd Macintosh-blad** – vergemakkelijkt de intubatieprocedure.
- **Patiëntvriendelijk** – minimaliseert risico op letsel of tandbeschadiging.
- **Uitzonderlijk robuust** – extreem torsiestijf, vrijwel onbreekbaar.
- **Betrouwbaar bij lage temperaturen** – plakt niet vast aan de tong.
- **Universele compatibiliteit** – geschikt voor alle handvatten volgens **ISO 7376 (groene standaard)**.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.761
Herbruikbaar	Nee
sku	1621781
Blad type	Mac
Maat	90 mm x 9 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk