

1543493 - HM 16 thermo- hygrometer - 1 st



Beschrijving

De HM 16 hygrometer toont je nauwkeurig de temperatuur en de luchtvochtigheid. De thermometer kan rechtstaan of bevestigd worden aan een muur, kan ingesteld worden op zowel Celcius als Fahrenheit.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 8.1 cm, H 9.9 cm
Digitaal	Ja
Product diepte	1.1 cm
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543493
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk