

1574726 - Sloop katoen/polyester voor Relax babykussen - grey lined - 1 st



Beschrijving

Fico sloop relax voor babykussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de hoes in badstof is wasbaar op 85°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1574726
Kleur sloop	Gelijnd grijs
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk