

1007202 - HEINE tubes voor proctoscopie unispec - 2 cm x 13 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

Proctoscooptube voor eenmalig gebruik van Heine. Lichttransmissie via de buiswand. Distale ringvormige lichtbron met heldere, homogene verlichting en reflectiereductie. Duidelijke insertie-lengte indicatie.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINE-003.19.825
sku	1007202
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos