

1006549 - Versatus™ I.V. katheter - 22G x 25 mm - blauw - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo's Versatus™ I.V. katheter heeft een interne naald en bestaat uit 3 hoofdonderdelen. De katheter wordt zacht bij lichaamstemperatuur dat het comfort van de patiënt verhoogt.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR*OF2225
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub: polypropyleen + kleurconcentraat • Canule (inwendige naald): roestvrij staal • Naaldhub: polycarbonaat • Filter: polyester - gechloreerd pvc • Dop: polypropyleen + kleurconcentraat • Protector: polypropyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	38 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.6 mm
Externe diameter katheter	0.85 mm
sku	1006549
Veiligheidsmechanisme	Nee
Veiligheidsnaald	Nee
Afmeting	22G x 25 mm
Afmeting in mm	0,9 x 25 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos