

1561400 - ENDOMED 182



Beschrijving

De Endomed 182 is een 2-kanaals elektrostimulator op netstroom voor pijnbeheersing met de volgende golfvormen: 2-polige interferentiestroom (IFC); 4-polige/tetrapolaire interferentiestroom (IFC); 4-polige IFC met isoplanaire vector en asymmetrische dubbelfasige pulserende stroom (TENS).

De Endomed 182 is de nieuwe dimensie op het gebied van toepassingen voor fysiotherapie. De geavanceerde software beschikt over slimme functies en is gebruiksvriendelijk.

Een instrument waarmee therapeuten bijzonder veelzijdige behandelingen kunnen uitvoeren, aangepast aan elke pathologie.

Kenmerken

- 2 onafhankelijke kanalen
- De instellingen voor bipolaire stroom (twee polen) en TENS kunnen gelijkmatig over twee kanalen (vier elektroden) worden verdeeld, terwijl de intensiteit van elk kanaal afzonderlijk kan worden aangepast
- Full-colour touch screen en grafische interface
- Eenvoudig te gebruiken en bedienen, dankzij de sneltoetsen en slimme toetsen die u door de juiste klinische functies van het apparaat en elke therapie leiden
- Alle behandelparameters kunnen als favorieten worden opgeslagen
- Bibliotheek van klinische protocollen
- Interferentie met isoplane vector

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1561400
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk