

1601366 - Onderzoekslamp Carla - flexibele arm 100 cm - 1 st



Beschrijving

CARLA is een professionele en medische onderzoekslamp met een modern en helder design, ideaal voor algemene geneeskunde en voor alle specialismen. De druppelvormige lampkop garandeert minimale plaatsinname en veelzijdig gebruik. CARLA is uitgerust met een flexibel en geluidloos wand- of tafelstatief, voor uitzonderlijke hantering en nauwkeurige positionering. Voor een duidelijk overzicht van de lichtintensiteit verwijzen we graag naar het bijgevoegde schema (zie afbeelding).

Specificaties

Merk	lid
Touchless bediening	Nee
Lichtintensiteit	360 lumen
Lengte van de arm	100 cm
sku	1601366
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Tafelmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk