

1104039 - Leukotape® classic - 3.75 cm x 10 m - niet-steriel - 1 st



Beschrijving

Leukotape® classic van **BSN** is een tape met een hoge kleef -en trekkracht, met een kleefmassa die zorgt voor een uitstekende hechting. Zowel op de huid als op een eventuele onderlaag. De rigiditeit van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect, zowel mechanisch als proprioceptief. De buitenzijde van het materiaal is waterafstotend, is eenvoudig in de lengte of breedte scheurbaar. Wordt gebruikt als functioneel immobilisatieverband na distorsies, contusies en luxaties, maar ook als sporttape voor het preventief aftapen van gewrichten, banden en spieren of ter versteviging van een compressiebandage.

Specificaties

Merk	BSN
Steriel	Nee
Samenstelling	100% katoen, zinkoxide-rubber kleefmassa, bevat latex
sku	1104039
Zelfklevend	Ja
Kleur	Wit
Maat	3,75 cm x 10 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk