

1551196 - Ergoselect 12 met bedieningsterminal "Ergometrie" type M



Beschrijving

Vooruitstrevende functionaliteit en expressief design, gecombineerd tot de perfecte stressecho ergometer. De lage hoogte van de bank maakt een gemakkelijke toegang voor oudere patiënten mogelijk - zonder verstoring van de ergometrie-eenheid, steunelementen en zitting.

Kenmerken:

- gewicht van de patiënt tot 200 kg
- horizontale en laterale helling tot 45°
- belastbaar bereik van 6 tot 450 watt
- breed aanbod aan uitbreidingsmogelijkheden
- bediening van het toestel op afstand

Specificaties

Merk	Ergoline
sku	1551196
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk