

1544104 - Renol veiligheidspolsbanden - één maat - 14-22 cm - per paar



Beschrijving

Met deze band kunnen één of twee polsen van de patiënt geïmmobiliseerd worden, terwijl hij toch een lichte bewegingsvrijheid geniet. Dit model wordt rechtstreeks aan het bedkader bevestigd. Twee beveiligingssystemen : een velcro-systeem en een systeem met slot. Optie vereist : 4 sloten + 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFW16200
Noodzakelijke opties	4 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544104
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Velcro + slot
Soort bevestiging	Polsbevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk