

1103335 - Rosidal® K - korte rek windel - 6 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

De korte rek windel Rosidal® K van **L&R** is een sterk comprimerende en textielelastische windel met korte rek (elastisch in lengterichting ca. 90%). Dit dient voor de sterke compressie van extremiteiten bij flebologische behandeling. Verder wordt het gebruikt voor het immobiliseren van lichaamsdelen, voor het fixeren van verbanden, bij behandeling van acute en chronische lymfoedemen of voor het ondersteunen en ontlasten in de traumatologie en sportgeneeskunde.

De windels zijn aangenaam, luchtdoorlatend en bijzonder huidvriendelijk. Dankzij het gripvaste weefsel hebben verbandwikkelingen goed houvast aan elkaar. Om de beveiliging tegen verschuiven van de windel verder te verbeteren, kan ter ondersteuning de cohesieve korte rek windel Rosidal haft worden gebruikt.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1103335
Kleur	Cream
Maat	6 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk