

## 1352447 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - Curry - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle **Wesseling** Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112 cm en heeft daarbij een standaard hefvermogen van 225 kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81 cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

## Specificaties

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                        | Wesseling                    |
| <b>Product afmetingen</b>          | B 64 cm, L 198 cm            |
| <b>Wielen inbegrepen</b>           | Ja                           |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>           | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b>  | Nee                          |
| <b>Hoogte</b>                      | 42-112 cm                    |
| <b>Hefvermogen</b>                 | 225 kg                       |
| <b>Tijdsduur hoogteverstelling</b> | 40 s                         |
| <b>sku</b>                         | 1352447                      |
| <b>Aantal delen</b>                | 2-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>           | Elektrisch                   |
| <b>Kleur</b>                       | Curry                        |
| <b>Europese Regelgeving</b>        | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>             | Stuk                         |