

1013340 - Bobymed 6 laden - wit - 94.50 x 42 x 41 cm - 1 st



Beschrijving

De Bobymed is een handig opbergkastje op wielen voor het opbergen van al uw medische instrumenten en materialen, het bovenblad kan gebruikt worden als werkblad. De lades zijn vervaardigd uit spuitgegoten ABS kunststof en vakken die een eenvoudige verticale modulaire oplossingen bieden. Bovendien biedt de Bobymed een veelzijdige opslagcapaciteit, terwijl de wielen een volledige mobiliteit garanderen.

Specificaties

Samenstelling	Lades: ABS kunststof, wielen: polypropyleen
sku	1013340
Aantal lades	6 lades
Type verpakking	Stuk