

1549490 - Relax kussen CVA - bi-tec - L 285 cm - 1 st



Beschrijving

Het Relax CVA-kussen is ontworpen voor personen met een verlamming. Het kussen zorgt voor een beschermend en ontspannen gevoel bij deze patiënten. De specifieke vorm van dit kussen ondersteunt het verlamde been en bekken en voorkomt het naar buiten kantelen ervan.

Bij een wisselhouding positioneert men het verlamde deel enkele graden verder en men zorgt voor een positieve bloeddorstrooming. Zo worden doorligwonden verholpen en voorkomen.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 285 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1549490
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk