

## 1510434 - Seca 416 infanometer - 33 tot 100 cm - 1 st



### Beschrijving

Dankzij de stevige constructie en de stabiliteit kunt u met de infantometer snel en eenvoudig zuigelingen en peuters tot twee jaar meten. De plank is generieus ontworpen en de verhoogde en zacht afgeronde zijkanten leiden de baby eenvoudig en veilig naar de juiste positie. Permanent gemonteerd met rollen op twee geleiderails, het voetstuk schuift vlot op de weegschaal. Omdat het voetstuk vergrendelbaar is, kunt u de baby verwijderen en het resultaat later noteren. Alle onderdelen zijn stevig en duurzaam.

- Degelijke, extra grote constructie voor precisiemeting
- Corrigeert automatisch de ligpositie dankzij trogvormig liggedeelte
- Schaalverdeling aan bovenzijde voor eenvoudige aflezing
- Ruimtebesparend

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Telescopisch</b>	Nee
<b>Demonteerbaar</b>	Nee
<b>Connecteerbaar met weegschaal</b>	Nee
	Nee
<b>Gradatie meetlat</b>	1 mm
<b>Meetbereik</b>	33 - 100 cm
<b>Type meetlat</b>	Baby meetlat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk