

**1533148 - Relax kniekussen - bi-tec - L 58 x B 30 x H 30 cm - 1 st**



## Beschrijving

Het kniekussen is geschikt voor ondersteuning in de benen en knieën. Het zorgt voor een ondersteuning van de knieholtes en brengt de benen in een rechte hoek: hierdoor worden de lagere ruggenwervels ontlast en de spieren ontspannen.

Dit grote beenkussen is ook uitermate geschikt als anti -decubitus kussen om doorliggen te voorkomen. Dit kniekussen zorgt voor een vormvaste en comfortabele ondersteuning, zodat benen en knieën comfortabel in dezelfde houding blijven liggen. Bovendien is het kussen brandvertragend.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 30 cm, H 30 cm, L 58 cm
<b>Samenstelling</b>	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm
<b>sku</b>	1533148
<b>Kleur sloop</b>	Blauw
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	40 °C
<b>Type verpakking</b>	Stuk