

1546210 - Linido toiletemmer ø 30 cm - met deksel in RVS voor LI2135 - 1 st



Beschrijving

Deze **RVS ondersteek en toiletemmer van Linido** zijn speciaal ontworpen voor gebruik met **Linido** douchezittingen met toiletopening (**LI2135**). Dankzij de geïntegreerde **geleiderails** zijn ze eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.

Gemaakt van **duurzaam gepolijst RVS**, met **handgreep en deksel** voor hygiënisch en discreet gebruik.

Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
- Duurzaam, roestvrij materiaal
- Met handgreep en deksel voor extra comfort

? Ideaal voor zorginstellingen en thuisgebruik

? Hygiënisch, praktisch en betrouwbaar

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI02979.430
Deksel	Ja
Autoclaveerbaar	Ja
Samenstelling	Roestvast staal
sku	1546210
Categorie toilet of douche	Accessoire toiletstoel
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk