

**1551148 - Relax donut ringkussen - bi-tec - L 50 x B 50 x H 15 cm -
1 st**



Beschrijving

Het Relax Donut-kussen is een gesloten variant van het U-sit kussen. Het Donut-kussen is ontworpen voor personen die last hebben van hun staartbeentje of een operatie hebben gehad aan hun achterwerk. Bij deze personen is het noodzakelijk dat je de druk kan gaan wegnemen.

Bij jonge moeders gaat men soms een insnijding maken voor het vergemakkelijken van de bevalling en de enkele dagen hierna is zitten moeilijk en pijnlijk. De vierkante sloop is volledig gesloten om het kussen discreet en onopvallend te kunnen gebruiken.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 50 cm, H 15 cm, L 50 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1551148
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk