

1558389 - Drinkbeker 510 - rood - 320 ml - 1 st



Beschrijving

Grote drinkbeker met een groot handvat die comfortabel valt in de hand met een look van keramiek of porselein.

- Herbruikbare beker
- Gewicht 93 g
- 320 ml stapelbaar om ruimte te besparenonbreekbaar, licht van gewicht
- Vaatwasmachinebestendig
- Geschikt voor de magnetron
- Herbruikbaar kunststof vervaardigd in Duitsland

Specificaties

Merk	Ornamin
Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1558389
Inhoud	320 ml
Kleur	Rood
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk