

1532547 - Bedpan Pro Liner - pulp - 2 liter - 1 x 75 st



Beschrijving

Bedpan Pro Liner van Vernacare is vervaardigd uit pulp en houdt vocht tot zo'n 4 uur vast en stimuleert de zelfstandigheid van de gebruiker. Kan zowel gebruikt worden in bed als in een toiletstoel. De bedpan is volledig macereerbaar. Inhoud: 2 l.

Specificaties

Merk	Vernacare
Deksel	Nee
Autoclaveerbaar	Nee
Samenstelling	100% pulp
sku	1532547
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos