

## 1009768 - Tork Premium toiletpapier - 3-laags - 250 vellen - 9 x 8 rollen



### Beschrijving

Het **Tork** traditioneel toiletpapier is een uitstekende keuze voor medische praktijken, groepspraktijken, wachtzalen en andere sanitaire ruimtes met een laag bezoekersaantal. Dit zachte en hygiënische toiletpapier heeft een hoogwaardige uitstraling en zorgt voor een aangename gebruikerservaring – een essentieel detail in elke professionele zorgomgeving.

#### Voordelen:

- **Hygiënisch en zacht toiletpapier** voor optimale patiënttevredenheid
- **Ideaal voor zorginstellingen** zoals huisartsenpraktijken, tandartspraktijken en woonzorgcentra
- **Geschikt voor sanitaire ruimtes met beperkt gebruik**
- **Combineert comfort met professionele kwaliteit** van het merk Tork
- **Efficiënt en betrouwbaar** – minder vervanging, meer gebruiksgemak

## Specificaties

| Merk                                   | Tork                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gewicht product                        | 0.133 kg                                  |
| SKU leverancier                        | 110316                                    |
| Rolbreedte                             | 9.4 cm                                    |
| Rollengte                              | 29.5 m                                    |
| Vellengte                              | 11.8 cm                                   |
| Diameter van de rol                    | 11.7 cm                                   |
| Diameter van de binnenkant van de huls | 4.2 cm                                    |
| Samenstelling                          | Houtvezels                                |
| Normeringen                            | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| sku                                    | 1009768                                   |
| Kleur                                  | Wit                                       |
| Lagen                                  | 3-laags                                   |
| Type verpakking                        | Doos                                      |