

1544317 - Nipro spuiten - 3-delig - 20 ml - luer lock - steriel - 50 st



Beschrijving

Nipro spuiten zonder naald zijn voorzien van een nauwkeurige graduatie en een centrische luer tip, zeer geschikt voor het toedienen van medicatie en vloeistoffen.

Specificaties

Merk	Klinion
Samenstelling	Polypropyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Normeringen	DIN EN ISO 13485:2016
sku	1544317
Inhoud	20 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Tip	Luer lock
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos